



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАКУУМНЫХ ПРОБИРОК ДЛЯ МОЧИ



ШАГ 1

ОПУСТИТЬ
ДЕРЖАТЕЛЬ
В КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ МОЧИ

Важно! Опустить держатель в контейнер с мочой **РАНЬШЕ**, чем проколоть пробирку



ШАГ 2

ВСТАВИТЬ
ПРОБИРКУ
В ДЕРЖАТЕЛЬ.



При достижении определённого объёма поступление мочи в пробирку автоматически прекратится

ШАГ 3

НАДАВИТЬ НА ПРОБИРКУ
ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЧТОБЫ ИГЛА ДЕРЖАТЕЛЯ
ПРОКОЛОЛА РЕЗИНОВУЮ
ПРОБКУ В КРЫШКЕ
ПРОБИРКИ.

ШАГ 4

ВЫНУТЬ ПРОБИРКУ,
ИЗВЛЕЧЬ ДЕРЖАТЕЛЬ

Если Вам выдали пробирку для отбора мочи с консервантами, то её будет необходимо перевернуть 8-10 раз, чтобы хорошо перемешать пробу мочи и консервант